

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.detrox.nt-rt.ru | | dxe@nt-rt.ru

Технические характеристики на средства ухода, смазочные спреи для хирургических инструментов и вытяжных вентиляторов DETRO LUBE, DETRO LUBE SPRAY КОМПАНИИ **DETROX**

DETRO LUBE SPRAY



Смазочный спрей для хирургических инструментов и вытяжных вентиляторов

Область применения

Используется для очистки и ухода за поверхностями и покрытиями всех видов медицинском оборудовании, предотвращая коррозию гибких частей эндоскопов и хирургических инструментов, для технического обслуживания и смазки крышек вытяжных вентиляторов.

Ключевые свойства

Предотвращает попадание грязи в результате воздействия высокой температуры и химических реакций (таких как пятна от водяных паров, бетадин и белковые пятна) на поверхность хирургического инструмента.

Придает инструментам яркий и чистый блестящий вид.

Образует защитный слой, который уменьшает удержание химических веществ, таких как цемент, альгинат, оксид цинка, карбоксилат, фосфат и пр., на стоматологических хирургических инструментах.

Очищает грязь, прилипшую к каналам турбины с воздухом высокого давления из головок аэратора и остается маслянистым, даже если он вступает в контакт с водой.

Не влияет на стерилизацию, так как не содержит кремния и его производных веществ. Содержит медицинские парафиновые масла, устойчивые к высоким температурам (200 °C).

Состав

Фармацевтические белые парафиновые масла, бутан

Приготовление И Использовании Дезинфицирующего Средства

Использование в хирургических ручных инструментах

DETRO LUBE SPRAY наносится с определенного расстояния, без удлинительного шланга распылителя, на хирургические инструменты, которые очищаются, дезинфицируются и распределяются по плоской поверхности.

Используйте удлинительный шланг, особенно для незакрепленных деталей. Убедившись, что опрыскивание выполнено хорошо, незакрепленные детали проходят функциональные испытания и продукт глубоко проникает.

Затем начинается процесс стерилизации.

Использование в эндоскопах и крышках азраторов

При использовании для эндоскопов и головок азраторов продукт распыляется в достаточной степени непосредственно на вращающиеся резьбовые части и свободные швы, прикрепляя удлинительный шланг для аэрозоля к наконечнику распылительной головки. Проверка работоспособности завершена, и после полного смазывания использование инструмента продолжается.

Упаковка

12 x 500 мл



Смазочное средство ухода за медицинским инструментом

Область применения

Это средство по уходу за всеми медицинскими инструментами.

Ключевые свойства

Предотвращает загрязнение и ржавление инструментов.

Обеспечивает эффективную защиту путем формирования тонкой пленки на поверхности медицинских инструментов. Обеспечивает комфортное скольжение в местах скрепления инструментов.

Содержит фармацевтическое белое масло (DAB 10).

Не влияет на стерилизацию, так как не содержит кремния и его производных.

Предотвращает коррозию и увеличивает срок службы инструментов.

Продукт очень концентрированный и за счет этого экономичный в использовании.

Экономит время, так как не требует дополнительного обслуживания.

Состав

Медицинское белое масло, неионное поверхностно-активное вещество, вспомогательные вещества

Приготовление И Использовании Дезинфицирующего Средства

Используется в концентрации 0,03% (0,3 г продукта в 1 л воды) в автоматических моющих машинах и в 0,5% концентрации при ручном режиме (5 мл в 1 л воды).

Упаковка

3x5 л

Область Применения

Это средство для ухода за инструментами, используемых во всех областях медицины и стоматологии, предназначено для дезинфекции металлических инструментов как при очистке в автоматических стиральных машинах, так и при ручном режиме.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.detrox.nt-rt.ru | | dxe@nt-rt.ru